



VACCINI E PROTOCOLLO

I vaccini a loro è essenziale non dare alcuna delle seguenti circostanze:

- Non ci dovrebbero essere informazioni genetiche (intox 3)
- Immunità dovrebbe essere elevato, non deve essere premuto.
- Organi emuntori non deve essere bloccato.

Così vediamo il protocollo di test kinesiologico per il vaccino:

1. Rendere il paziente il protocollo di base così com'è, hai bisogno di vedere.
2. Mettere la fiala di testare il vaccino sul dispositivo o sul paziente con tutti i prodotti che sono usciti nel protocollo precedente.
 - a. Se la risposta è AR, testeremo la fiala intox 3 Se si rimuove l'AR, non si può dare il vaccino, la sua genetica non lo supporta.
 - b. Se il risultato del test è intox 1 o 2, normale è 1 e un AR chimica, utilizzare una sostanza drenante, se si tratta di metallo pesante, possiamo utilizzare Clorella, spirulina o dente di Leone. Una volta accertato che la supporta, tornare a controllare il fegato, reni, milza, pancreas, intestino e cervello.
3. Guardo gli indici (fotonica e biologici) e ha scoperto che dà corretta.
4. Mentalmente chiedere:
 - a. Prima che il vaccino, il tempo di trattamento e il tempo di prendere integratori.
 - b. Dopo che il vaccino, il tempo di trattamento e il tempo di prendere integratori.

Ciò riduce al minimo gli effetti collaterali del vaccino.